

Limador de dientes Mod. 2011

Limador de dientes, modelo 2011 con velocidad variable

Introducción

- La compra de esta máquina le hace propietario de uno de los mejores productos en su clase.
- Para un uso óptimo, le recomendamos lea este manual detenidamente.
- Conserve siempre este manual junto a la máquina.

Especificaciones técnicas

Potencia: 100 W

Peso: 0,450 kg

Revoluciones por minuto: 20,000 rpm

Protección del eje: Doble aislante de acuerdo con la normativa de seguridad de la UE (CEE 20, Cenelec HD 400). No produce interferencias con la radio/tv, según normativa Europea (CISPR 14, EEG 87/308).

Por su propia seguridad

- Verifique el voltaje que aparece en la placa de la máquina.
- Nunca tirar de la máquina por el cable o con el dedo sobre el interruptor.
- Nunca utilizar la máquina si el cable está dañado.
- Nunca utilizar la máquina cuando esté húmeda.
- Nunca utilizar la máquina cerca de sustancias inflamables.
- Asegurarse que el animal que se va a tratar se sujeta firmemente.
- Mantener el cabello y la ropa lejos del alcance de la máquina.
- Mantener a los niños lejos de la máquina.
- Colóquese en una postura de trabajo estable para evitar perder el equilibrio.
- Mantener el cable lejos de las partes móviles de la máquina.
- Antes de guardar la máquina, asegurar que está el interruptor en *off*, y que todas las partes se han detenido.
- Siempre desenchufar la máquina desde el enchufe, nunca tirando del cable.
- Guardar la máquina desconectada en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Siempre que se utilice un alargador, cerciorarse que está completamente desenrollado, en lugar seguro y con una sección mínima de 1mm.
- Si la máquina presenta problemas, desenchufarla inmediatamente.

- Siempre comparar el nº máximo de revoluciones permitidos de los accesorios con el nº de revoluciones de la máquina.
- Nunca bloquear el eje si la máquina está conectada.
- Nunca conectar otras piezas en la máquina, como trozos de cuerda.
- Esta máquina no debería ser utilizada por menores de 16 años.
- Asegurarse que no esté conectada la máquina antes de enchufarla.

Cómo utilizarla

- Conectar la máquina mediante el botón (A) a la posición requerida.
- Puede escoger hasta 7 velocidades de giro.

Mantenimiento y averías

- Mantener el cable y la máquina limpios (algunos detergentes y disolventes pueden dañar las partes de plástico. Estos productos pueden contener sustancias como: benceno, trivloro-etileno, cloro, amonio).
- En la mayoría de los casos, excesivas chispas indican presencia de suciedad o los cepillos de carbón gastados.
- En una eventual avería eléctrica o mecánica, desenchufar la máquina y retirar el enchufe.
- En un posible fallo eléctrico o mecánico, la máquina debe ser devuelta al distribuidor para ser reparada.

Consejo al usuario Cuando acabe de utilizar el Limador de dientes, le recomendamos que lo limpie con un paño seco o un cepillo. Después del uso, desenroscar el cabezal del limador y aplicar grasa o vaselina entre el collar y la sujeción de la piedra. La capa de grasa protege los rodamientos de la humedad y la arenilla.

Nota: nunca utilizar aceite