

## SILKOSPRAY®



### **Spray de silicona universal**

- impide las incrustaciones de los instrumentos de goma, látex y PVC así como la adherencia a la mucosa
- libre de CFC (el gas propulsor cumple con las prescripciones relativas a la protección del medio ambiente)

**Ref. 55 60 00 (Presentación = 10)**

#### **Nota:**

Los instrumentos de silicona de SILKOMED® no deben ser tratados con SILKOSPRAY®. Como lubricantes recomendamos geles de tipo comercial.

### **COMPOSICIÓN SILKOSPRAY.**

La composición básica de una lata de 300 g de Silkospray es:

- 275,0 g de n-butan
- 25,3 g de aceite de Silicona repartido de la manera siguiente:
- 12,65 g aceite de silicona AK 1000
- 12,65 g de aceite de Silicona AK 350