

ADYGEL +

GEL HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE
CON GLICERINA



70%
ALCOHOL

Uso por el público en general
PG



Prevenção Bio Ambiental S.L.

C/Castellón 7, Pol. Ind. "Las Salinas"

08830 Sant Boi de Llobregat. BCN - Tel 936 341 260

APLICACIONES: Higienización rápida y frecuente de las manos en cualquier tipo de actividad y en toda clase de instalaciones tales como industrias agroalimentarias, servicios médicos, centros hospitalarios, centros escolares, oficinas, restaurantes y otros centros públicos.

DOSIS: Presto al empleo.

MODO DE EMPLEO: Aplicar el gel en la palma de las manos y repartirlo por las mismas, friccionando vigorosamente e incluyendo el dorso, los dedos y las zonas entre los dedos hasta absorción total del producto. No precisa aclarado.

Conforme Reglamento Europeo REACH 1907/2006/CE, 453/210/EC y 830/2015/EU.

Conforme Reglamento Europeo (CE) 648/2004 sobre detergentes y modificaciones posteriores.

En caso de accidente, consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20.

Envase no reutilizable. Eliminación de residuos: ver ficha de seguridad.

UFI: G2SC-W5Y9-600H-YS3H

UN 1993

CONTENIDO NETO:

5 L

LOTE:

FECHA FABRICACIÓN:

NO IMPRIMIBLE

Utilizar preferentemente antes de 2 años, a partir de la fecha de fabricación.



División comercial

Biotrends

60219105 24315 V1



INGREDIENTES: Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer y Trietanolamine. **PELIGRO:** H319 Provoca irritación ocular grave. H225 Líquido y vapores muy inflamables. P102 mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier fuente de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. No ingerir. Conservante: Etanol.

PELIGRO

