

# FICHA TÉCNICA

## REF:ALFDEK

# maya

INNOVATION AT YOUR SERVICE

### Descripción:

Kit Alfombra Desinfectante 730 x 960 mm Gris

**Unidades de Embalaje:** 1 set

**Dimensiones:** 730 x 960 mm

**Composición:** PVC

### Características:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

### Usos:

Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

### Normativas:

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.




# maya

### PREPARACIÓN PARA EL USO:


2 PIEZAS



Preparar la disolución desinfectante (aprox. 1 L).



Colocar la sección limpia (sin solución) en la parte más cercana a la entrada del área a la que se va a acceder.




Rellenar la sección más alejada de la entrada con la solución desinfectante.




Colocar los dos pies en la primera sección con disolvente, para una pre-limpieza de los zapatos sucios.



Permanecer en la primera sección de la alfombra para sumergir por completo la suela de los zapatos en la solución desinfectante.



Colocar los dos pies en la segunda sección de la alfombra para eliminar el exceso de desinfectante de las suelas.



Continúe su trayectoria.



Leer las instrucciones antes de su uso.



Secar en posición vertical.



No secar en equipos o dispositivos de calefacción.



Cambiar la solución desinfectante, al menos, una vez cada 8 horas.